

Comparativa de pesarios para el prolapso (Pag. 1/2)

| | | GRADOS DE PROLAPSO | | CISTOCELE | RECTOCELE | INCONTINENCIA URINARIA | * PARED VAGINAL | CERVIX INCOMPETENTE | RETRO DESPLAZAMIENTO | RELACIONES SEXUALES | OBSERVACIONES | MANUAL COLOCACIÓN FABRICANTE |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|------------------------------|
| | | 1-2 | 3-4 | | | | | | | | | |
| PESARIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | ANILLO | ++ | + | + | | | En muy buen estado | | | Compatible | Fácil inserción y extracción, pero para mantenerse en su lugar se necesitan tallas más grandes para ser efectivos. | |
| | ANILLO GRUESO | + | ++ | ++ | | | En buen estado | | | Compatible | | |
| | URETRAL | +++ | + | + | | +++ | En muy buen estado | | | Compatible | Puede moverse de su sitio. | |
| | ANILLO CON REFUERZO | +++ | ++ | +++ | | | En buen estado | | | Compatible | | |
| | BOWL PLANO CRIBADO | +++ | ++ | ++ | | ++ | En buen estado | +++ | +++ | Compatible | | |
| | GEHRUNG | + | ++ | +++ | +++ | ++ | Debilitada | | | Compatible | Moldeable, pero puede variar su posición en la vagina. | |
| PESARIOS DE PALANCA | | | | | | | | | | | | |
| | HODGE / SMITH / RISSER | ++ | + | +++ | | +++ | Debilitada | +++ | +++ | Compatible | Históricamente usados en casos de útero en retroversión. | |
| PESARIOS DE RELLENO DE ESPACIO | | | | | | | | | | | | |
| | CUBO | + | +++ | +++ | +++ | +++ | Incluso muy debilitada | | | No compatible | Se adhiere a las paredes vaginales, por lo que incluso tallas pequeñas dan muy buen resultado, pero es más difícil de extraer. | |
| | TANDEM | + | +++ | + | +++ | +++ | Incluso muy debilitada | | | No compatible | Más difícil de extraer. | |
| | GELLHORN / CLUB | + | +++ | + | +++ | | Incluso muy debilitada | | | No compatible | Más difícil de extraer. | |
| | DONUT | + | ++ | +++ | | | Debilitada | | | No compatible | Más difícil de extraer. | |
| | SHAATZ | ++ | + | ++ | | +++ | En buen estado | | | Compatible | | |

| + RECOMENDADO | ++ MUY RECOMENDADO | +++ ESPECIALMENTE RECOMENDADO

* Estado necesario de la pared vaginal para que el pesario tenga éxito

Comparativa de pesarios para el prolapso (Pag. 2/2)

COLOCACIÓN PESARIOS DE SOPORTE

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| ANILLO | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
| ANILLO GRUESO | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
| URETRAL | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
| ANILLO CON REFUERZO CON REFUERZO | | | | <small>© 2017 CooperSurgical.</small> |
| BOWL PLANO CRIBADO | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
| GEHRUNG | | | | <small>© 2017 CooperSurgical.</small> |

COLOCACIÓN PESARIOS DE PALANCA

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|
| HODGE / SMITH / RISSER | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
|-------------------------------|--|--|--|---|

COLOCACIÓN PESARIOS DE RELLENO DE ESPACIO

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|
| CUBO | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
| TANDEM | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
| GELLHORN / CLUB | | | | <small>© Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ</small> |
| DONUT | | | | <small>© 2017 CooperSurgical.</small> |
| SHAATZ | | | | <small>© 2017 CooperSurgical.</small> |

Descubre todo nuestro surtido en www.ensuelofirme.com/tienda

Las imágenes que ilustran este documento son propiedad de sus respectivos autores: Dr. Arabin GmbH & Co KG, CooperSurgical Inc. y C&G Medicare Ltd.