Comparativa tampones y pesarios incontinencia urinaria



Seleccionamos sólo las mejores marcas y productos	CONTRELLE ACTIVGARD	VIDASEC	INCOSTRESS	PESARIO CUBO	PESARIO Uretral
		vidase non	Ingovers makes		
UNIDADES DEL PACK	30	5	1	1	1
TIEMPO USO MÁXIMO	16 horas	12 horas	8 horas	Hasta 28 días	Hasta 28 días
TALLAS	3	3	Única	5	12
PESO PESO	2 gr	2 gr	27 gr	15 gr	10 gr
FORMA DE EMPLEO	Con aplicador y empapado en agua	Empapado en agua	Aconsejable con un poco de lubricante	Aconsejable con un poco de lubricante	Aconsejable con un poco de lubricante
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Espuma grado médico	PVA clínico	Silicona grado médico	Silicona grado médico	Silicona grado médico
DURACIÓN	Desechables	Una semana	6 meses	ı año	ı año